




# 折光率仪在饮料行业的应用

● 饮料：20℃

仪器型号：数字式折光仪/糖度计RA-620

| 数字式<br>折光率仪<br>RA-620 | 苹果汁<br>果汁100%<br>糖度(Brix%) | 紅茶<br>糖度(Brix%) | 咖啡<br>黑咖啡·无糖<br>糖度(Brix%) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 第一次                   | 11.64                      | 4.10            | 0.92                      |
| 第二次                   | 11.64                      | 4.10            | 0.92                      |
| 第三次                   | 11.65                      | 4.10            | 0.92                      |



京都电子工业株式会社(KEM)-可睦电子(上海)商贸有限公司

电话: 021-54488867 邮件: [kemu-kem@163.com](mailto:kemu-kem@163.com) 网址: <http://www.kem-china.com>