



数字式折光仪在油脂的应用

- 油脂：25°C

仪器型号：数字式折光仪/糖度计RA-620

数字式折光仪 RA-620	色拉油 折光指数(nD)	香油 折光指数(nD)
第一次	1.47212	1.47138
第二次	1.47212	1.47138
第三次	1.47212	1.47138



京都电子工业株式会社(KEM)-可睦电子(上海)商贸有限公司

电话: 021-54488867 邮件: kemu-kem@163.com 网址: <http://www.kem-china.com>